

GHP 721-500 mm

Messbereich	0,005 bis 2,0 W/(m·K), abhängig von Material und Dicke
Probengröße (L x B)	500 mm x 500 mm variabel, je nach Dimension der Heizplatte: 200 mm x 200 x bis 300 mm x 300 mm
Probendicke (H)	■ 1x 15 mm bis 200 mm (1-Proben-Messsystem) ■ 2x 15 mm bis 100 mm (2-Proben-Messsystem)
Temperaturbereich	■ Kühlplatte: -15 °C bis 60 °C ■ Heizplatte: -5 °C bis 70 °C
Interface	1x RS 232, 1x Gigabit Ethernet
Abmessungen (H x B x T)	186 cm x 75 cm x 75 cm
Stromversorgung	110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	192 kg